

调价产品目录（集中带量采购非中选限价）

| 序号 | 产品代码       | 耗材代码                                | 产品名称              | 注册证号            | 规格              | 型号              | 投标企业             |
|----|------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1  | 3000410127 | C020206002<br>0000111325<br>0000001 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管 | 国械注进20243030268 | H74939222402010 | H74939222402010 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |
| 2  | 3000412409 | C020206002<br>0000111325<br>0000002 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管 | 国械注进20243030268 | H74939222251210 | H74939222251210 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |
| 3  | 3000412412 | C020206002<br>0000111325<br>0000003 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管 | 国械注进20243030268 | H74939222401210 | H74939222401210 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |
| 4  | 3000412415 | C020206002<br>0000111325<br>0000004 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管 | 国械注进20243030268 | H74939222271210 | H74939222271210 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |
| 5  | 3000412419 | C020206002<br>0000111325<br>0000005 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管 | 国械注进20243030268 | H74939222251510 | H74939222251510 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |
| 6  | 3000412422 | C020206002<br>0000111325<br>0000006 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管 | 国械注进20243030268 | H74939222303010 | H74939222303010 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |
| 7  | 3000412424 | C020206002<br>0000111325<br>0000007 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管 | 国械注进20243030268 | H74939222221510 | H74939222221510 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |
| 8  | 3000412426 | C020206002<br>0000111325<br>0000008 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管 | 国械注进20243030268 | H74939222221210 | H74939222221210 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |

| 序号 | 产品代码       | 耗材代码                                | 产品名称              | 注册证号            | 规格              | 型号              | 投标企业             |
|----|------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 9  | 3000412436 | C020206002<br>0000111325<br>0000011 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管 | 国械注进20243030268 | H74939222301210 | H74939222301210 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |
| 10 | 3000412438 | C020206002<br>0000111325<br>0000012 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管 | 国械注进20243030268 | H74939222271510 | H74939222271510 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |
| 11 | 3000412443 | C020206002<br>0000111325<br>0000013 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管 | 国械注进20243030268 | H74939222351210 | H74939222351210 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |
| 12 | 3000412450 | C020206002<br>0000111325<br>0000015 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管 | 国械注进20243030268 | H74939222202010 | H74939222202010 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |
| 13 | 3000412452 | C020206002<br>0000111325<br>0000016 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管 | 国械注进20243030268 | H74939222273010 | H74939222273010 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |
| 14 | 3000412446 | C020206002<br>0000111325<br>0000014 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管 | 国械注进20243030268 | H74939222301510 | H74939222301510 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |
| 15 | 3000412428 | C020206002<br>0000111325<br>0000009 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管 | 国械注进20243030268 | H74939222201510 | H74939222201510 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |
| 16 | 3000412431 | C020206002<br>0000111325<br>0000010 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管 | 国械注进20243030268 | H74939222403010 | H74939222403010 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |
| 17 | 3000412455 | C020206002<br>0000111325<br>0000017 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管 | 国械注进20243030268 | H74939222203010 | H74939222203010 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |
| 18 | 3000412462 | C020206002<br>0000111325<br>0000019 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管 | 国械注进20243030268 | H74939222222010 | H74939222222010 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |
| 19 | 3000412473 | C020206002<br>0000111325<br>0000018 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管 | 国械注进20243030268 | H74939222223010 | H74939222223010 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |

| 序号 | 产品代码        | 耗材代码                                | 产品名称                      | 注册证号            | 规格                            | 型号              | 投标企业             |
|----|-------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| 20 | 3000412476  | C020206002<br>0000111325<br>0000020 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管         | 国械注进20243030268 | H74939222353010               | H74939222353010 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |
| 21 | 3000412477  | C020206002<br>0000111325<br>0000021 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管         | 国械注进20243030268 | H74939222201210               | H74939222201210 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |
| 22 | 3000412479  | C020206002<br>0000111325<br>0000022 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管         | 国械注进20243030268 | H74939222253010               | H74939222253010 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |
| 23 | 3000412480  | C020206002<br>0000111325<br>0000023 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管         | 国械注进20243030268 | H74939222401510               | H74939222401510 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |
| 24 | 3000412481  | C020206002<br>0000111325<br>0000024 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管         | 国械注进20243030268 | H74939222351510               | H74939222351510 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |
| 25 | 3000412484  | C020206002<br>0000111325<br>0000025 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管         | 国械注进20243030268 | H74939222272010               | H74939222272010 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |
| 26 | 3000412487  | C020206002<br>0000111325<br>0000026 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管         | 国械注进20243030268 | H74939222302010               | H74939222302010 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |
| 27 | 3000412490  | C020206002<br>0000111325<br>0000027 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管         | 国械注进20243030268 | H74939222252010               | H74939222252010 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |
| 28 | 3000412491  | C020206002<br>0000111325<br>0000028 | 紫杉醇涂层<br>PTCA球囊导管         | 国械注进20243030268 | H74939222352010               | H74939222352010 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 |
| 29 | 22123020196 | C020202001<br>0100805708<br>0000161 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径（mm）:2.75,<br>支架长度（mm）:21 | RV2721          | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 30 | 22123020197 | C020202001<br>0100805708<br>0000162 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径（mm）:3.5,<br>支架长度（mm）:13  | RV3513          | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |

| 序号 | 产品代码        | 耗材代码                                | 产品名称                      | 注册证号            | 规格                              | 型号     | 投标企业             |
|----|-------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|------------------|
| 31 | 22123020198 | C020202001<br>0100805708<br>0000163 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):3.0,<br>支架长度 (mm):13  | RV3013 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 32 | 22123020199 | C020202001<br>0100805708<br>0000164 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):2.5,<br>支架长度 (mm):29  | RV2529 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 33 | 22123020200 | C020202001<br>0100805708<br>0000165 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):3.5,<br>支架长度 (mm):33  | RV3533 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 34 | 22123020201 | C020202001<br>0100805708<br>0000166 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):3.0,<br>支架长度 (mm):18  | RV3018 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 35 | 22123020202 | C020202001<br>0100805708<br>0000167 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):2.5,<br>支架长度 (mm):21  | RV2521 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 36 | 22123020203 | C020202001<br>0100805708<br>0000168 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):3.0,<br>支架长度 (mm):31  | RV3031 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 37 | 22123020204 | C020202001<br>0100805708<br>0000169 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):4.0,<br>支架长度 (mm):13  | RV4013 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 38 | 22123020205 | C020202001<br>0100805708<br>0000170 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):2.75,<br>支架长度 (mm):29 | RV2729 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 39 | 22123020206 | C020202001<br>0100805708<br>0000171 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):2.75,<br>支架长度 (mm):33 | RV2733 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 40 | 22123020207 | C020202001<br>0100805708<br>0000172 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):4.0,<br>支架长度 (mm):21  | RV4021 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 41 | 22123020208 | C020202001<br>0100805708<br>0000173 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):2.5,<br>支架长度 (mm):31  | RV2531 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |

| 序号 | 产品代码        | 耗材代码                                | 产品名称                      | 注册证号            | 规格                              | 型号     | 投标企业             |
|----|-------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|------------------|
| 42 | 22123020209 | C020202001<br>0100805708<br>0000174 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):3.5,<br>支架长度 (mm):21  | RV3521 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 43 | 22123020210 | C020202001<br>0100805708<br>0000175 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):2.5,<br>支架长度 (mm):13  | RV2513 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 44 | 22123020211 | C020202001<br>0100805708<br>0000176 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):2.75,<br>支架长度 (mm):26 | RV2726 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 45 | 22123020212 | C020202001<br>0100805708<br>0000177 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):2.75,<br>支架长度 (mm):23 | RV2723 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 46 | 22123020213 | C020202001<br>0100805708<br>0000178 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):2.25,<br>支架长度 (mm):18 | RV2218 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 47 | 22123020214 | C020202001<br>0100805708<br>0000179 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):2.25,<br>支架长度 (mm):26 | RV2226 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 48 | 22123020215 | C020202001<br>0100805708<br>0000180 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):3.5,<br>支架长度 (mm):35  | RV3535 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 49 | 22123020037 | C020202001<br>0100805708<br>0000061 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):2.75,<br>支架长度 (mm):13 | FR2713 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 50 | 22123020038 | C020202001<br>0100805708<br>0000062 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):3.5,<br>支架长度 (mm):33  | FR3533 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 51 | 22123020039 | C020202001<br>0100805708<br>0000063 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):3.5,<br>支架长度 (mm):21  | FR3521 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 52 | 22123020040 | C020202001<br>0100805708<br>0000064 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):2.75,<br>支架长度 (mm):16 | FR2716 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |

| 序号 | 产品代码        | 耗材代码                                | 产品名称                      | 注册证号            | 规格                              | 型号     | 投标企业             |
|----|-------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|------------------|
| 53 | 22123020041 | C020202001<br>0100805708<br>0000065 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):2.5,<br>支架长度 (mm):21  | FR2521 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 54 | 22123020042 | C020202001<br>0100805708<br>0000066 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):4.0,<br>支架长度 (mm):31  | FR4031 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 55 | 22123020043 | C020202001<br>0100805708<br>0000067 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):3.0,<br>支架长度 (mm):35  | FR3035 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 56 | 22123020044 | C020202001<br>0100805708<br>0000068 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):3.5,<br>支架长度 (mm):16  | FR3516 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 57 | 22123020045 | C020202001<br>0100805708<br>0000069 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):2.5,<br>支架长度 (mm):16  | FR2516 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 58 | 22123020046 | C020202001<br>0100805708<br>0000070 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):2.25,<br>支架长度 (mm):18 | FR2218 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 59 | 22123020047 | C020202001<br>0100805708<br>0000071 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):4.0,<br>支架长度 (mm):29  | FR4029 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 60 | 22123020048 | C020202001<br>0100805708<br>0000072 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):2.5,<br>支架长度 (mm):33  | FR2533 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 61 | 22123020049 | C020202001<br>0100805708<br>0000073 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):4.0,<br>支架长度 (mm):21  | FR4021 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 62 | 22123020050 | C020202001<br>0100805708<br>0000074 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):2.75,<br>支架长度 (mm):29 | FR2729 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 63 | 22123020051 | C020202001<br>0100805708<br>0000075 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):4.0,<br>支架长度 (mm):13  | FR4013 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |

| 序号 | 产品代码        | 耗材代码                                | 产品名称                      | 注册证号            | 规格                              | 型号     | 投标企业               |
|----|-------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|--------------------|
| 64 | 22123020052 | C020202001<br>0100805708<br>0000076 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):2.25,<br>支架长度 (mm):26 | FR2226 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 65 | 22123020053 | C020202001<br>0100805708<br>0000077 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):3.0,<br>支架长度 (mm):23  | FR3023 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 66 | 22123020054 | C020202001<br>0100805708<br>0000078 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):2.5,<br>支架长度 (mm):31  | FR2531 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 67 | 22123020055 | C020202001<br>0100805708<br>0000079 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):3.5,<br>支架长度 (mm):26  | FR3526 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 68 | 22123020056 | C020202001<br>0100805708<br>0000080 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):2.75,<br>支架长度 (mm):18 | FR2718 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 69 | 22123020057 | C020202001<br>0100805708<br>0000081 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):3.0,<br>支架长度 (mm):31  | FR3031 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 70 | 22123020058 | C020202001<br>0100805708<br>0000082 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):3.0,<br>支架长度 (mm):18  | FR3018 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 71 | 22123020059 | C020202001<br>0100805708<br>0000083 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):2.75,<br>支架长度 (mm):26 | FR2726 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 72 | 22123020060 | C020202001<br>0100805708<br>0000084 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):2.75,<br>支架长度 (mm):38 | FR2738 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 73 | 22123020061 | C020202001<br>0100805708<br>0000085 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):2.75,<br>支架长度 (mm):33 | FR2733 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 74 | 22123020062 | C020202001<br>0100805708<br>0000086 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):2.5,<br>支架长度 (mm):26  | FR2526 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |

| 序号 | 产品代码        | 耗材代码                                | 产品名称                      | 注册证号            | 规格                              | 型号     | 投标企业             |
|----|-------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|------------------|
| 75 | 22123020063 | C020202001<br>0100805708<br>0000087 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):4.0,<br>支架长度 (mm):35  | FR4035 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 76 | 22123020064 | C020202001<br>0100805708<br>0000088 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):3.0,<br>支架长度 (mm):29  | FR3029 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 77 | 22123020065 | C020202001<br>0100805708<br>0000089 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):3.5,<br>支架长度 (mm):23  | FR3523 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 78 | 22123020066 | C020202001<br>0100805708<br>0000090 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):3.5,<br>支架长度 (mm):35  | FR3535 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 79 | 22123020067 | C020202001<br>0100805708<br>0000091 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):2.75,<br>支架长度 (mm):31 | FR2731 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 80 | 22123020068 | C020202001<br>0100805708<br>0000092 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):3.5,<br>支架长度 (mm):29  | FR3529 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 81 | 22123020069 | C020202001<br>0100805708<br>0000093 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):3.5,<br>支架长度 (mm):13  | FR3513 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 82 | 22123020070 | C020202001<br>0100805708<br>0000094 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):2.5,<br>支架长度 (mm):18  | FR2518 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 83 | 22123020071 | C020202001<br>0100805708<br>0000095 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):3.0,<br>支架长度 (mm):26  | FR3026 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 84 | 22123020072 | C020202001<br>0100805708<br>0000096 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):4.0,<br>支架长度 (mm):18  | FR4018 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 85 | 22123020073 | C020202001<br>0100805708<br>0000097 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):3.5,<br>支架长度 (mm):31  | FR3531 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |

| 序号 | 产品代码        | 耗材代码                                | 产品名称                      | 注册证号            | 规格                              | 型号     | 投标企业               |
|----|-------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|--------------------|
| 86 | 22123020074 | C020202001<br>0100805708<br>0000098 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):3.0,<br>支架长度 (mm):21  | FR3021 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 87 | 22123020075 | C020202001<br>0100805708<br>0000099 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):3.0,<br>支架长度 (mm):16  | FR3016 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 88 | 22123020076 | C020202001<br>0100805708<br>0000100 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):3.5,<br>支架长度 (mm):18  | FR3518 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 89 | 22123020077 | C020202001<br>0100805708<br>0000101 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):2.75,<br>支架长度 (mm):23 | FR2723 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 90 | 22123020078 | C020202001<br>0100805708<br>0000102 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):2.5,<br>支架长度 (mm):13  | FR2513 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 91 | 22123020079 | C020202001<br>0100805708<br>0000103 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):4.0,<br>支架长度 (mm):38  | FR4038 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 92 | 22123020080 | C020202001<br>0100805708<br>0000104 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):4.0,<br>支架长度 (mm):33  | FR4033 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 93 | 22123020081 | C020202001<br>0100805708<br>0000105 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):3.5,<br>支架长度 (mm):38  | FR3538 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 94 | 22123020082 | C020202001<br>0100805708<br>0000106 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):2.25,<br>支架长度 (mm):13 | FR2213 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 95 | 22123020083 | C020202001<br>0100805708<br>0000107 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):2.25,<br>支架长度 (mm):23 | FR2223 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 96 | 22123020084 | C020202001<br>0100805708<br>0000108 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):2.5,<br>支架长度 (mm):29  | FR2529 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |

| 序号  | 产品代码        | 耗材代码                                | 产品名称                      | 注册证号            | 规格                              | 型号     | 投标企业               |
|-----|-------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|--------------------|
| 97  | 22123020085 | C020202001<br>0100805708<br>0000109 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):3.0,<br>支架长度 (mm):13  | FR3013 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 98  | 22123020086 | C020202001<br>0100805708<br>0000110 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):3.0,<br>支架长度 (mm):33  | FR3033 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 99  | 22123020087 | C020202001<br>0100805708<br>0000111 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):4.0,<br>支架长度 (mm):26  | FR4026 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 100 | 22123020088 | C020202001<br>0100805708<br>0000112 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):3.0,<br>支架长度 (mm):38  | FR3038 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 101 | 22123020089 | C020202001<br>0100805708<br>0000113 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):2.75,<br>支架长度 (mm):21 | FR2721 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 102 | 22123020090 | C020202001<br>0100805708<br>0000114 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):2.25,<br>支架长度 (mm):21 | FR2221 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 103 | 22123020091 | C020202001<br>0100805708<br>0000115 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):4.0,<br>支架长度 (mm):23  | FR4023 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 104 | 22123020092 | C020202001<br>0100805708<br>0000116 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):2.5,<br>支架长度 (mm):23  | FR2523 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 105 | 22123020093 | C020202001<br>0100805708<br>0000117 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):2.75,<br>支架长度 (mm):35 | FR2735 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 106 | 22123020094 | C020202001<br>0100805708<br>0000118 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):4.0,<br>支架长度 (mm):16  | FR4016 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 107 | 22123020095 | C020202001<br>0100805708<br>0000119 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):2.25,<br>支架长度 (mm):29 | FR2229 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |

| 序号  | 产品代码        | 耗材代码                                | 产品名称                      | 注册证号            | 规格                              | 型号     | 投标企业               |
|-----|-------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|--------------------|
| 108 | 22123020096 | C020202001<br>0100805708<br>0000120 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20193130304 | 支架内径 (mm):2.25,<br>支架长度 (mm):16 | FR2216 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 109 | 22123020156 | C020202001<br>0100805708<br>0000121 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):3.0,<br>支架长度 (mm):23  | RV3023 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 110 | 22123020157 | C020202001<br>0100805708<br>0000122 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):4.0,<br>支架长度 (mm):16  | RV4016 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 111 | 22123020158 | C020202001<br>0100805708<br>0000123 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):3.5,<br>支架长度 (mm):29  | RV3529 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 112 | 22123020159 | C020202001<br>0100805708<br>0000124 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):3.0,<br>支架长度 (mm):29  | RV3029 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 113 | 22123020160 | C020202001<br>0100805708<br>0000125 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):2.75,<br>支架长度 (mm):31 | RV2731 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 114 | 22123020161 | C020202001<br>0100805708<br>0000126 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):2.75,<br>支架长度 (mm):16 | RV2716 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 115 | 22123020162 | C020202001<br>0100805708<br>0000127 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):3.0,<br>支架长度 (mm):21  | RV3021 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 116 | 22123020163 | C020202001<br>0100805708<br>0000128 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):3.0,<br>支架长度 (mm):35  | RV3035 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 117 | 22123020164 | C020202001<br>0100805708<br>0000129 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):3.0,<br>支架长度 (mm):26  | RV3026 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |
| 118 | 22123020165 | C020202001<br>0100805708<br>0000130 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):4.0,<br>支架长度 (mm):33  | RV4033 | 上海微创医疗器械 (集团) 有限公司 |

| 序号  | 产品代码        | 耗材代码                                | 产品名称                      | 注册证号            | 规格                              | 型号     | 投标企业             |
|-----|-------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|------------------|
| 119 | 22123020166 | C020202001<br>0100805708<br>0000131 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):4.0,<br>支架长度 (mm):29  | RV4029 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 120 | 22123020167 | C020202001<br>0100805708<br>0000132 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):3.0,<br>支架长度 (mm):16  | RV3016 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 121 | 22123020168 | C020202001<br>0100805708<br>0000133 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):4.0,<br>支架长度 (mm):38  | RV4038 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 122 | 22123020169 | C020202001<br>0100805708<br>0000134 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):2.5,<br>支架长度 (mm):26  | RV2526 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 123 | 22123020170 | C020202001<br>0100805708<br>0000135 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):4.0,<br>支架长度 (mm):18  | RV4018 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 124 | 22123020171 | C020202001<br>0100805708<br>0000136 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):3.5,<br>支架长度 (mm):18  | RV3518 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 125 | 22123020172 | C020202001<br>0100805708<br>0000137 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):3.5,<br>支架长度 (mm):31  | RV3531 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 126 | 22123020173 | C020202001<br>0100805708<br>0000138 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):3.5,<br>支架长度 (mm):26  | RV3526 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 127 | 22123020174 | C020202001<br>0100805708<br>0000139 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):4.0,<br>支架长度 (mm):35  | RV4035 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 128 | 22123020175 | C020202001<br>0100805708<br>0000140 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):2.25,<br>支架长度 (mm):21 | RV2221 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 129 | 22123020176 | C020202001<br>0100805708<br>0000141 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):3.5,<br>支架长度 (mm):38  | RV3538 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |

| 序号  | 产品代码        | 耗材代码                                | 产品名称                      | 注册证号            | 规格                              | 型号     | 投标企业             |
|-----|-------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|------------------|
| 130 | 22123020177 | C020202001<br>0100805708<br>0000142 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):3.5,<br>支架长度 (mm):23  | RV3523 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 131 | 22123020178 | C020202001<br>0100805708<br>0000143 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):2.25,<br>支架长度 (mm):29 | RV2229 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 132 | 22123020179 | C020202001<br>0100805708<br>0000144 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):4.0,<br>支架长度 (mm):31  | RV4031 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 133 | 22123020180 | C020202001<br>0100805708<br>0000145 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):2.75,<br>支架长度 (mm):38 | RV2738 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 134 | 22123020181 | C020202001<br>0100805708<br>0000146 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):2.25,<br>支架长度 (mm):23 | RV2223 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 135 | 22123020182 | C020202001<br>0100805708<br>0000147 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):2.5,<br>支架长度 (mm):16  | RV2516 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 136 | 22123020183 | C020202001<br>0100805708<br>0000148 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):2.5,<br>支架长度 (mm):23  | RV2523 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 137 | 22123020184 | C020202001<br>0100805708<br>0000149 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):2.25,<br>支架长度 (mm):13 | RV2213 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 138 | 22123020185 | C020202001<br>0100805708<br>0000150 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):2.75,<br>支架长度 (mm):35 | RV2735 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 139 | 22123020186 | C020202001<br>0100805708<br>0000151 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):4.0,<br>支架长度 (mm):23  | RV4023 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 140 | 22123020187 | C020202001<br>0100805708<br>0000152 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):4.0,<br>支架长度 (mm):26  | RV4026 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |

| 序号  | 产品代码        | 耗材代码                                | 产品名称                      | 注册证号            | 规格                              | 型号     | 投标企业             |
|-----|-------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|------------------|
| 141 | 22123020188 | C020202001<br>0100805708<br>0000153 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):2.25,<br>支架长度 (mm):16 | RV2216 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 142 | 22123020189 | C020202001<br>0100805708<br>0000154 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):3.0,<br>支架长度 (mm):38  | RV3038 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 143 | 22123020190 | C020202001<br>0100805708<br>0000155 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):2.75,<br>支架长度 (mm):13 | RV2713 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 144 | 22123020191 | C020202001<br>0100805708<br>0000156 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):2.5,<br>支架长度 (mm):18  | RV2518 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 145 | 22123020192 | C020202001<br>0100805708<br>0000157 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):3.5,<br>支架长度 (mm):16  | RV3516 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 146 | 22123020193 | C020202001<br>0100805708<br>0000158 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):2.5,<br>支架长度 (mm):33  | RV2533 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 147 | 22123020194 | C020202001<br>0100805708<br>0000159 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):3.0,<br>支架长度 (mm):33  | RV3033 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |
| 148 | 22123020195 | C020202001<br>0100805708<br>0000160 | 冠脉雷帕霉素<br>靶向洗脱支架<br>系统-支架 | 国械注准20143132100 | 支架内径 (mm):2.75,<br>支架长度 (mm):18 | RV2718 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 |